


Trensen ausmessen leicht gemacht.



Auf obiger Skizze können Sie die wichtigsten Messpunkte einer Trense sehen:

1. Stirnband innen gemessen von Kopfstück zu Kopfstück (ganz wichtig, den ein Stirnband darf nicht zu eng sitzen sonst entsteht Druck hinter den Ohren.
2. Von Gebissring zu Gebissring A= kürzeste Locheinstellung B= längste Locheinstellung.

3. Über die Nase von Backenstück zu Backenstück. Hierbei ist zu beachten, dass die Backenstücke hinter dem Jochbein liegen und nicht daran scheuern.
4. In Höhe des Nasenriemens um den Pferdekopf. Die längste Locheinstellung muss zu schließen der Trense ausreichen.

Nachfolgend die Masse für Trense: Ridestyle-Trensenzaum Ravenna Größe Warmblut.

1	32 cm
2a	96 cm
2b	118 cm
3	29 cm
4	63 cm